

# CatchBag Grip Tex

## Abwerfbarer, steuerbarer, selbstöffnender Extraktionsbeutel für die minimalinvasive Chirurgie



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Bei minimalinvasiven laparoskopischen Eingriffen dient der latexfreie CatchBag Grip Abwerfbar dem Bergen von Gewebe. Die Anwendung orientiert sich am bekannten Bergebeutel-Prinzip. Der Beutel kann einfach und sicher eingeführt werden und verbleibt während des Eingriffs im Körperinneren. Im geschlossenen Zustand wird der CatchBag nach Beendigung des Eingriffs mit dem Trokar entfernt.

- + Bergebeutel ist steuerbar und abwerfbar
- + Reißfestes Ripstop Nylon für höchste Sicherheit
- + Ergonomischer Griff zur optimalen Ein-Hand-Bedienung
- + Beutel öffnet sich beim Herausschieben automatisch
- + Verschieden große Beutelöffnungen und -volumina
- + Sofort einsatzbereit
- + Latexfrei / PHT-DEHP-frei
- + Einzeln doppelt steril verpackt



CatchBag Grip Tex: Material aus Ripstop Nylon

CatchBag Grip Tex

### CatchBag Grip Tex

REF	Beutelöffnungs-Ø ~ cm	Volumen ~ ml	Trokar-Ø mm	VE Stk. / Box
511300	5 x 7	300	10	5
511550	7 x 11	550	10	5