

# Thorakoskopische Trokare

## Mit stumpfen Trokardorn und weicher Hülse mit Gewinde



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die thorakoskopischen Einweg-Trokare sind speziell für die Brustkorbspiegelung entwickelt. Der Trokardorn ist kurz und stumpf. Eine weiche Trokarhülse mit Gewinde sichert die Platzierung des Trokars. In Verbindung mit einem gummierten Durchgang für den Trokardorn werden Fremdkörper von der Brusthöhle ferngehalten.

- + Für eine einhändige Anwendung
- + Ergonomisch geformtes design für eine sichere Führung des Trokars
- + Einfacher Instrumentenwechsel während der Anwendung
- + Gummierter Durchgang für den Trokardorn
- + Geripptes Kanülen-Design mit Gewinde
- + Verschiedene Durchmesser erhältlich

### Thorakoskopische Trokare und Trokarhülsen

| REF      | Beschreibung                             | Trokar-Ø<br>~ mm | Trokarhülse Länge<br>~ mm | VE<br>in Stk. |
|----------|--|------------------|---------------------------|---------------|
| 101Y.510 | Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse | 5                | 65                        | 10            |
| 101Y.512 | Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse | 10               | 65                        | 10            |
| 101Y.513 | Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse | 12               | 65                        | 10            |